

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



Dodatkowe doposażenie

Anti tip



Podnózek unoszony



Hamulce bębnowe



Stolik



BARRACUDA

Wózek inwalidzki specjalny, ze stabilizacją pleców i głowy, na szybkozłączach

Dofinansowanie:

S.17.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

BARRACUDA to propozycja wielopozycyjnego wó stabilizującego plecy i głowę, lekkiego aluminiowego na ramie krzyżakowej do całodobowej opieki nad pacjentem.

Wózek wyposażony jest w system regulacji ustawienia kąta oparcia (30°) wraz z możliwością dostosowania indywidualnych parametrów takich jak głębokość siedziska, szerokość siedziska, wysokość przodu i tyłu wózka, wysokość podłokietników, wysokość podnóżków oraz regulację uchwytu dla osoby prowadzącej wózek.

Dużą zaletą tego modelu jest posiadany w standardzie adapter przy kołach tylnych umożliwiający zmianę środka ciężkości. Ta funkcja jest interesująca w szczególności dla pacjentów po amputacji kończyn dolnych.

Standardowe wyposażenie wózka:

- Regulacja głębokości siedziska w zakresie 42–48 cm
- Sześciopozycyjny adapter koła tylnego oraz czteropozycyjny adapter koła przedniego (koła przednie i tylne z systemem szybkiego demontażu)
- Płynna regulacja nachylenia oparcia w zakresie 30°
- Zagłówek regulowany na wysokość oraz pod kątem 360°
- Wąs balansowy
- Regulowane na wysokość i odchylane podnóżki
- Odchylane, wyjmowane i regulowane na wysokość podłokietniki
- Rączki do pchania wózka regulowane na wysokość niezależnie
- Poduszka siedziska
- Regulacja naciągu tapicerki oparcia

długość podnóżków	wysokość podłokietników	kąt nachylenia oparcia
36,5 – 52 cm	17,5-26 cm	90° – 120°

przednich	tylnych
200 x 45 mm pełne	24" x 1 3/8" pełne - bezobstugowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłogę	długość całkowita z podnóżkami	waga wózka zależna od wersji wyposażenia	maksymalne obciążenie
40, 44, 48, 50 cm	42-48 cm	38 cm	60,3; 64,3; 68,3; 71,3 cm	45-52,5 cm	99,5-105,5 cm	20-25 kg	120 kg