

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patron [®] CE

CORZINO

Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny, dziecięcy


Dofinansowanie:

P.131.01 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, łatwo składający się, zawierający regulację wysokości podnóżka. Corzino wyposażony jest w standardzie w **pasy 5-punktowe** zapewniające bezpieczeństwo dla dziecka. W rozmiarze 34 otrzymują Państwo w standardowym wyposażeniu także: **oślonę przeciwdeszczową i daszek**.

Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka.

Warto zwrócić uwagę, że rozmiar 38 i 42 daje możliwość maksymalnego obciążenia do **75 kg**, a przy tym nadal łatwego i lekkiego transportu dziecka w szybki sposób z miejsca na miejsce. Dostępne kolory: czerwony, granatowy.



długość wózka po złożeniu:

rozmiar 30 - 119 cm

rozmiar 34 i 38 - 124 cm

rozmiar 42 - 132 cm

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

rozmiar	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
30	54 cm	28 cm	30 cm	100 cm	12 kg	45 kg	22°	90°
34	67 cm	32 cm	34 cm	104 cm	12,7 kg	55 kg	23°	98°
38	85 cm	36 cm	38 cm	100 cm	14 kg	75 kg	24°	96°
42	88 cm	38 cm	42 cm	109 cm	14,2 kg	75 kg	21°	98°