

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patron [®] **CE**

CORZINO

Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny, dziecięcy


Dofinansowanie:

S.20.01.01 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, łatwo i intuicyjnie się składa, zawiera regulację wysokości podnóżka oraz regulację napięcia tapicerki siedziska. Corzino wyposażony jest w standardzie **pasy 5-punktowe** zapewniające bezpieczeństwo dla dziecka.

Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka. Corzino ma możliwość zwiększenia kąta oparcia max. do 98° w zależności od rozmiaru wózka.

Warto zwrócić uwagę, że rozmiar 38 i 42 daje możliwość maksymalnego obciążenia do **75 kg**, a przy tym nadal łatwego i lekkiego transportu dziecka w szybki sposób z miejsca na miejsce. Dostępne kolory: czerwony, granatowy.



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

rozmiar	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
30	54 cm	28 cm	30 cm	101 cm	11,8 kg	45 kg	22°	90°, 89°
34	67 cm	32 cm	34 cm	105 cm	12,4 kg	55 kg	23°	98°, 96°
38	85 cm	36 cm	38 cm	122 cm	13,8 kg	75 kg	24°	96°, 94°
42	88 cm	38 cm	42 cm	127 cm	14 kg	75 kg	21°	98°, 95°

AKCESORIA DO CORZINO, CORZO



zagiówek
regulowany



podpory boczne



klin



stabilizacja stóp



kamizelka typu H



kamizelka pełna



pas
dwupunktowy



tapicerka
mięka



daszek



osłona
przeciwdeszczowa



koszyk



zagiówek



podnózek
dzielony



śpiwór letni



zestaw haków
mocujących



podłokietniki



stolik miękki



pasy odwodzące