

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



**patron** <sup>®</sup> CE

## CORZO

**Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny dziecięcy, z regulacjami.**


Dofinansowanie:

P.131.01 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla dzieci

Dziecięcy wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, lekko i łatwo składający się, zawierający regulację wysokości podnóżka. Corzo wyposażony jest w standardzie w **pas 5-punktowy** zapewniające bezpieczeństwo i wygodę dla dziecka. Nawet przy maksymalnym obciążeniu do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje możliwość łatwego składania i jego transportu. Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka.

W tak prosto rozwiązanym wózku, można zapewnić Państwu regulowaną wysokość siedziska i wysokość oparcia w standardzie, a więc można powiedzieć, że „wózek rośnie wraz z dzieckiem”. Opcjonalnie możliwe założenie dodatkowej tapicerki.

Możliwość zamontowania podnóżka pełnego (typu platforma)  
Dostępne kolory: czerwony, granatowy, czarny (opcja), zielony (opcja).



długość wózka po złożeniu:



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

rozmiar	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
30	55-65 cm	28-34 cm	30 cm	101 cm	12,7 kg	45 kg	20°	90°, 89°
34	58-69 cm	29-35 cm	34 cm	107 cm	13 kg	55 kg	25°	94°, 91°
38	66-93 cm	32-39 cm	38 cm	117 cm	14 kg	75 kg	25°	90°, 88°
42	66-93 cm	33-40 cm	42 cm	117 cm	14,7 kg	75 kg	21°	94°, 92°