

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patron [®] **CE**

CORZO

Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny dziecięcy, z regulacjami.

Dofinansowanie:

S.20.01.01 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

Dziecięcy wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, łatwo się składa, zawiera regulację wysokości podnóżka. Corzo wyposażony jest w standardzie w **pas 5-punktowy** zapewniające bezpieczeństwo i wygodę dla dziecka. Nawet przy maksymalnym obciążeniu do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje możliwość łatwego składania i jego transportu. W tak prosto rozwiązanym wózku, można zapewnić Państwu regulowaną wysokość siedziska i wysokość oparcia w standardzie, a więc można powiedzieć, że „wózek rośnie wraz z dzieckiem”. Opcjonalnie możliwe założenie dodatkowej tapicerki. Corzo ma możliwość zwiększenia kąta oparcia max. do 94° w zależności od rozmiaru wózka.

Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka.

Możliwość zamontowania podnóżka pełnego (typu platforma).
Dostępne kolory: czerwony, granatowy, czarny (opcja), zielony (opcja).

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

rozmiar	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
30	55-65 cm	25-31 cm	30 cm	98-108 cm	13 kg	45 kg	24°, 23°	91°, 93°
34	58-68 cm	29-37 cm	34 cm	98-108 cm	13,1 kg	55 kg	24°, 23°	94°, 91°
38	63/73-88 cm	31-38 cm	38 cm	119 cm	15 kg	75 kg	22°, 21°	90°, 93°
42	65/75-90 cm	33-39 cm	42 cm	122 cm	16 kg	75 kg	22°, 21°	90°, 93°