

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



## patron® CE

### CORZO

**Wózek inwalidzki, spacerowy, specjalny dziecięcy, z regulacjami.**


Dofinansowanie:

S.20.01.01 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

Dziecięcy wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, łatwo się składa, zawiera regulację wysokości podnóżka. Corzo wyposażony jest w standardzie w **pas 5-punktowy** zapewniające bezpieczeństwo i wygodę dla dziecka. Nawet przy maksymalnym obciążeniu do 75 kg (rozmiar 38 i 42) daje możliwość łatwego składania i jego transportu. W tak prosto rozwiązanym wózku, można zapewnić Państwu regulowaną wysokość siedziska i wysokość oparcia w standardzie, a więc można powiedzieć, że „wózek rośnie wraz z dzieckiem”. Opcjonalnie możliwe założenie dodatkowej tapicerki. Corzo ma możliwość zwiększenia kąta oparcia max. do 94° w zależności od rozmiaru wózka.

Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka.

Możliwość zamontowania podnóżka pełnego (typu platforma)  
Dostępne kolory: czerwony, granatowy, czarny (opcja), zielony (opcja).



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

rozmiar	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
30	55-65 cm	28-34 cm	30 cm	101 cm	12,7 kg	45 kg	20°	90°, 89°
34	58-69 cm	29-35 cm	34 cm	107 cm	13 kg	55 kg	25°	94°, 91°
38	66-93 cm	32-39 cm	38 cm	117 cm	14 kg	75 kg	25°	90°, 88°
42	66-93 cm	33-40 cm	42 cm	117 cm	14,7 kg	75 kg	21°	94°, 92°

### AKCESORIA DO CORZINO, CORZO



zagtówek  
regulowany



podpory boczne



klin



stabilizacja stóp



kamizelka typu H



kamizelka pełna



pas  
dwupunktowy



tapicerka  
mięka



daszek



osłona  
przeciwdeszczowa



koszyk



zagtówek



podnózek  
dzielony



śpiwór letni



zestaw haków  
mocujących



podłokietniki



stolik miękki



pasy odwodzące