

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patron 

PIPER Comfort

Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy

Dofinansowanie:


S.20.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek inwalidzki dla dzieci Patron Piper Comfort idealnie nadaje się dla dzieci o specjalnych potrzebach i z niepełnosprawnością, produkowany z lekkich profili aluminiowych. Jest to wózek, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. Łączy w sobie wózek kubetkowy – z głębokim siedziskiem wyściełanym po bokach, z lekkim i łatwo składanym wózkiem spacerowym. W standardzie wyposażony jest: w podstawę siedziska z regulowaną pod kątem podporą pod tydki, duży, regulowany na wysokość i odpinany podnóżek typu platforma, pas 5-punktowy, koszyk tekstylny oraz przednie koła skrętne. Dużą zaletą wózka jest maksymalne obciążenie do 50 kg, siedzisko typu kubetkowego z możliwością regulacji kąta oparcia (do 26 stopni) oraz koła w pełni demontowane za pomocą szybkozłączy. Duża gama opcjonalnego doposażenia sprawia, że w łatwy sposób można ustabilizować pozycję dziecka na wózku oraz korzystać z niego w różnych warunkach klimatycznych. Dostępne kolory: różowy, niebieski, zielony, czarny.



długość wózka po złożeniu:

100 cm



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
7" (175 mm)	9" (225 mm)

wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska (możliwość regulacji za pomocą flexipads)	wysokość całkowita	waga wózka	maksymalne obciążenie	kąt nachylenia siedziska	kąt oparcia względem siedziska
68 cm	29 cm	24-35 cm	108 cm	14,5 kg	50 kg	60°	90° - 135°

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI

AKCESORIA DO PIPER



klin



zagłówek



boczki zmniejszające
szerokość



śpiwór zimowy



śpiwór letni



daszek



mocowanie stóp



osłona
przeciwdeszczowa



wkładka zmniejszająca
rozmiar