

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patron [®] **CE**

TOM 4

Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy, multipozycyjny

Dofinansowanie:

S.21.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci



Wózek inwalidzki dla dzieci Patron Tom 4 CLASSIC – jest dziecięcym wózkiem spacerowym wyposażonym w koła terenowe (pełne), które ułatwiają prowadzenie wózka po nierównym terenie. Jest to wózek **multipozycyjny**, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Wózek inwalidzki dla dzieci Patron Tom 4 jest składany do przodu, ma możliwość przetożenia siedziska „twarzą” w stronę opiekuna. W wózku regulowana jest wysokość oparcia oraz głębokość siedziska. Możliwe jest odchylenie oparcia do pozycji leżącej i podnóżka oraz zmiana kąta nachylenia siedziska.

Standardowe wyposażenie wózka to **pasy czteropunktowe, barierka przednia, regulowana na wysokość rączka** oraz **klin**. Wózek posiada szeroką gamę wyposażenia dodatkowego. Produkowany jest w czterech rozmiarach: mini, standard, maxi, super maxi. Wózek posiada koła przednie skrętne w standardzie. Tom stanowi fantastyczną opcję dla osób poszukujących wielofunkcyjnego wózka dla swoich dzieci. Posiada wszystkie niezbędne funkcje.

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
20 cm pełne	30 cm pełne

rozmiar	kąt nachylenia oparcia względem siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	waga wózka	max obciążenie
MINI	90°-165°	45-60cm	20-27 cm	20/30 cm	58 cm	100 cm	17,5 kg	40 kg
STD	90°-165°	52-68 cm	27,5-31 cm	24/34 cm	58 cm	100 cm	18,5 kg	40 kg
MAXI	90°-165°	58-68 cm	32-43 cm	28/38 cm	62 cm	107 cm	20 kg	50 kg
SUPER MAXI	90°-165°	58-68 cm	32-43 cm	32/42 cm	67 cm	107 cm	22 kg	75 kg