

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



patroce

TOM 4

Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy, multipozycyjny

Dofinansowanie:


S.21.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek inwalidzki dla dzieci Patron Tom 4 CLASSIC – jest dziecięcym wózkiem spacerowym wyposażonym w koła terenowe (pełne), które ułatwiają prowadzenie wózka po nierównym terenie. Jest to wózek **multipozycyjny**, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Wózek inwalidzki dla dzieci Patron Tom 4 jest składany do przodu, ma możliwość przetożenia siedziska „twarzą” w stronę opiekuna. W wózku regulowana jest wysokość oparcia oraz głębokość siedziska. Możliwe jest odchylenie oparcia do pozycji leżącej i podnóżka oraz zmiana kąta nachylenia siedziska.

Standardowe wyposażenie wózka to **pasy czteropunktowe, barierka przednia, regulowana na wysokość rączka** oraz **klin**. Wózek posiada szeroką gamę wyposażenia dodatkowego. Produkowany jest w czterech rozmiarach: mini, standard, maxi, super maxi. Wózek posiada koła przednie skrętne w standardzie. Tom stanowi fantastyczną opcję dla osób poszukujących wielofunkcyjnego wózka dla swoich dzieci. Posiada wszystkie niezbędne funkcje.



długość wózka po złożeniu:



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
20 cm pełne	30 cm pełne

rozmiar	kąt nachylenia oparcia względem siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	waga wózka	max obciążenie
MINI	90°-175°	45-60cm	27-31 cm	26/30 cm	58 cm	101 cm	17 kg	35 kg
STD	90°-175°	52-68 cm	27-31 cm	24/28/34cm	58 cm	101 cm	18 kg	35 kg
MAXI	90°-165°	57-68 cm	32-43 cm	28/32/38 cm	63 cm	106 cm	20,5 kg	50 kg
SUPER MAXI	90°-165°	57-68 cm	32-43 cm	42,5 cm	68 cm	103 cm	24 kg	75 kg

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI

AKCESORIA DO SERII WÓZKÓW TOM



zagłówek twardy



zagłówek miękki



podpory boczne



boczki zmniejszające szerokość



osłona ramy



pas 5-punktowy



pas 4-punktowy



kamizelka pełna



kamizelka typu H



klin



pasy odwodzące



mocowanie stóp



daszek



śpiwór letni i zimowy



osłona przeciwdeszczowa



torba



koszyk tekstylny



stolik



stolik prosty



4 koła sztywne