

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



długość wózka po złożeniu:

MINI - 86 cm	→
STD - 88 cm	→
MAXI - 89 cm	→

patron® CE

TOM 5 (CLIPPER)

Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych dzieci

P.131.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	26,5 cm pełne

opcja – pneumatyczne, 4 duże koła nieskrętne

TOM 5 CLIPPER to inwalidzki wózek **multipozycyjny** dla dzieci, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. To wysoce innowacyjny wyrób medyczny do przewożenia dzieci o specjalnych potrzebach, które wymagają pełnej możliwości pozycjonowania, jak również pełnego wsparcia dla ciała i stabilizacji siedzenia przy codziennych czynnościach. Przeznaczony jest dla dzieci z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Składany do przodu z możliwością przetożenia siedziska twarzą w stronę opiekuna. Wózek rośnie razem z dzieckiem dzięki możliwości regulowania wysokości oparcia oraz głębokości siedziska (w wózku regulowana jest wysokość oparcia oraz głębokość siedziska). Możliwe jest odchylenie oparcia i podnóżka oraz zmiana kąta nachylenia siedziska. Posiada ergonomiczny kształt kierownicy z regulacją wysokości. Tapicerka siedziska wykonana jest z miękkiego tekstylnego materiału, dodatkowym atutem jest możliwość całkowitego jej zdjęcia z ramy wózka. Wózek posiada bogate wyposażenie dodatkowe – za dopłatą – opcjonalnie. Jest dostępny w 3 rozmiarach: mini, standard, maxi.

W standardzie: barierka, boczki zmniejszające szerokość wózka.

Dostępne w kolorach: czerwony, żółty, zielony, niebieski, szary.

rozmiar	wysokość oparcia siedzenia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	siedzenie do podnóżka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska	kąt wychylenia siedziska
MINI	44-57 cm	18,5-24 cm	19-29 cm	59,5 cm	9-26 cm	90°-170°	+38°/-28°
STD	51-68 cm	23-33 cm	25-35 cm	64 cm	12-36 cm	90°-170°	+38°/-28°
MAXI	55-70 cm	29-40 cm	29-39 cm	67,5 cm	12-39 cm	90°-170°	+38°/-28°

rozmiar	długość całkowita	całkowita wysokość z rączką	waga wózka	maksymalne obciążenie	długość złożonego wózka	szerokość złożonego wózka	wysokość złożonego wózka
MINI	77 cm	95/110 cm	18 kg	40 kg	86 cm	59,5 cm	37 cm
STD	77 cm	95/111 cm	19 kg	40 kg	88 cm	64 cm	39 cm
MAXI	77 cm	97/118 cm	20 kg	50 kg	89 cm	67,5 cm	43 cm