

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



patron 

BEN

Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy, bierny, multipozycyjny

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.21.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek inwalidzki Ben dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo rdzeniową, całkowicie składany do przodu. Ma funkcję wychylenia siedziska w przestrzeni (TILT) – 3 pozycje. Jest to wózek multipozycyjny, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej.

Wózek inwalidzki dla dzieci Ben posiada odchylane oparcie do kąta 90 stopni oraz regulowany na wysokość podnózek. Wózek Ben zaopatrzony jest w koła przednie 20 mm (obracane) oraz tylne 300 mm, pełne. W standardzie posiada barierkę, odczepianą, regulowaną na wysokość, pokrytą materiałem. Największą zaletą wózka BEN, jest to, że we rozmiarze Super MAXI 42 i 45 – maksymalne obciążenie dla dziecka wynosi 75 kg! Wózek inwalidzki dla dzieci Ben jest solidny, europejskiej produkcji.

	Super Max 42	Super Max 45
wysokość oparcia	71 cm	84 cm
głębokość siedziska	37 cm	46 cm
szerokość siedziska	od 32 do 42 cm	od 35 do 45 cm
odległość siedziska od podnóżka	23-40 cm	24-46 cm
pochylenie oparcia	90° – 155°	90° – 155°
pochylenie siedziska	od 18° do 27°	od 20° do 30°
długość całkowita	87 cm	92 cm
szerokość całkowita	67 cm	69 cm
wysokość całkowita z uchwytem do pchania	111 cm	125 cm
masa całkowita	21,8 kg	27 kg
maksymalne obciążenie	75 kg	75 kg
długość złożonego wózka	94 cm	100 cm
szerokość złożonego wózka	67 cm	70 cm
wysokość złożonego wózka	41 cm	48 cm