

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



patrol

BEN

Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy, bierny, multipozycyjny

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.21.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek inwalidzki Ben dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo rdzeniową, całkowicie składany do przodu. Ma funkcję wychylenia siedziska w przestrzeni (TILT) – 3 pozycje. Jest to wózek multipozycyjny, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej.

Wózek inwalidzki dla dzieci Ben posiada odchylane oparcie do kąta 90 stopni oraz regulowany na wysokość podnóżek. Wózek Ben zaopatrzony jest w koła przednie 20 mm (obracane) oraz tylne 300 mm, pełne. W standardzie posiada barierkę, odczepianą, regulowaną na wysokość, pokrytą materiałem. Największą zaletą wózka BEN, jest to, że we rozmiarze Super MAXI 42 i 45 – maksymalne obciążenie dla dziecka wynosi 75 kg! Wózek inwalidzki dla dzieci Ben jest solidny, europejskiej produkcji.

	Super Max 42	Super Max 45
wysokość oparcia	71 cm	84 cm
głębokość siedziska	36 cm	45 cm
szerokość siedziska	40 cm	45 cm
odległość siedziska od podnóżka	22-38 cm	28-45 cm
pochylenie oparcia	0° – 165°	0° – 155°
pochylenie siedziska	17° / 20° / 23°	17° / 20° / 23°
długość całkowita	104 cm	120 cm
szerokość całkowita	68 cm	69 cm
wysokość całkowita / z prowadnicą	108 cm	108 cm
masa całkowita	20 kg	22 kg
maksymalne obciążenie	75 kg	75 kg
długość złożonego wózka	94 cm	95 cm
szerokość złożonego wózka	68 cm	76,5 cm
wysokość złożonego wózka	43 cm	44 cm