

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



**patron** <sup>®</sup> CE

## DIXIE Plus

**Wózek inwalidzki, specjalny, dziecięcy, spacerowy**

Dofinansowanie:

P.131A.01 NFZ/PCPR - kod refundacji NFZ dla dzieci

Dixie jest nowym dziecięcym wózkiem inwalidzkim wyposażonym w lekką aluminiową ramę, produkowaną w technologii ALUX. Jest to wózek **multipozycyjny**, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. Komfortowe, uniwersalne siedzisko pokryte elegancką, nowoczesną tapicerką zapewnia całkowitą regulację oparcia do pozycji leżącej oraz regulowane pod kątem i na wysokość podnóżki. Wózek składany do przodu, istnieje możliwość przełożenia siedziska, tak by dziecko siedziało „twarzą” w stronę opiekuna.

Dixie dostępny jest w uniwersalnym rozmiarze, wyposażony w lane koła – skrętne przednie 200 mm, tylne 265 mm, oraz amortyzowane tylne zawieszenie. Wszystkie te cechy zapewniają wysoki komfort dla dziecka podczas jazdy zarówno po utwardzonej i nieutwardzonej powierzchni.


Standardowe wyposażenie wózka to: **barierka przednia, pas 5-punktowy, koszyk na zakupy, daszek.**

Produkt przeznaczony jest dla dzieci do 30kg.  
Dostępne kolory: zielony, niebieski.



długość wózka po złożeniu:

90 cm



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
20 cm pełne	26,5 cm pełne

wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	kąt nachylenia oparcia względem siedzenia	waga wózka	maksymalne obciążenie
50 cm	28 cm	34 cm	59,5 cm	91/115 cm	100°-180°	15 kg	30 kg