

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



rozmiar 4

ORMESA®

CLIP

Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy

Dofinansowanie:

P.130B.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych

Wózek spacerowy o nowoczesnym wyglądzie, przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową. Składa się lekko i intuicyjnie, a w standardzie jest regulowany na wysokość podnóżek i trójpozycyjne oparcie. Siedzisko jak i oparcie wyposażone jest w stalki usztywniające. Do wózka dostępna jest szeroka gama akcesoriów.



długość wózka po złożeniu:

rozmiar 1-2 - 110 cm

rozmiar 3-4 - 115 cm

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
15 cm pełne	20 cm pełne

roz.	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka	max. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
1	55 cm	25 cm	30 cm	51 cm	99 cm	110 cm	10,8 kg	30 kg	90°-102°
2	59 cm	30 cm	33 cm	51 cm	99 cm	110 cm	11,0 kg	35 kg	90°-102°
3	64 cm	35 cm	36 cm	51 cm	104 cm	111 cm	11,2 kg	40 kg	90°-102°
4	70 cm	38 cm	40 cm	57 cm	112 cm	115 cm	12,5 kg	76 kg	90°-100°