

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



rozmiar 4

ORMESA® CE
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

CLIP

Wózek inwalidzki, specjalny, bierny, spacerowy dla dzieci i dorosłych

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.20.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy o nowoczesnym wyglądzie, przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową. Składa się lekko i intuicyjnie, a w standardzie jest regulowany na wysokość podnózek i trójpozycyjne oparcie. Siedzisko jak i oparcie wyposażone jest w stalki usztywniające. Wózek zapewnia doskonałą stabilizację zarówno w pozycji siedzącej, jak i półleżącej. Dla tego wózka dostępny jest szereg akcesoriów, dzięki którym w łatwy sposób można zabezpieczyć prawidłową stabilizację ciała dziecka.



długość wózka po złożeniu:

rozmiar 1-2 - 110 cm

rozmiar 3-4 - 115 cm

średnice kół przednich	średnice kół tylnych
15 cm pełne	20 cm pełne

roz.	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka	max. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
1	55 cm	25 cm	33 cm	51 cm	99 cm	110 cm	10,8 kg	30 kg	90°-102°
2	59 cm	30 cm	33 cm	51 cm	99 cm	110 cm	11,0 kg	35 kg	90°-102°
3	64 cm	35 cm	36 cm	51 cm	104 cm	115 cm	11,2 kg	40 kg	90°-102°
4	70 cm	38 cm	45 cm	57 cm	113 cm	115 cm	13,5 kg	76 kg	90°-100°

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH

AKCESORIA DO CLIP



812 blokady
kierunkowe kół



816 podpory boczne



817 pasy odwodzące



818 śpiwór



819 daszek



825 osłona
przeciwdeszczowa



827 mocowanie stóp



828 pas piersiowy



835 zagłówek




903 kamizelka pełna



853 kamizelka



894 pas biodrowy



906 pas 5-punktowy



891 mocowanie do transportu