

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



dostępne kolory



ciemno szary z zielonym



ciemno szary z różowym



jasno szary z zielonym



jasno szary z różowym

ORMESA®

NEW BUG

Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy dla dzieci i dorosłych

Dofinansowanie:

P.130B.00 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131A.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci


New Bug to inwalidzki wózek **multipozycyjny** dla dzieci i dorosłych, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. To wózek spacerowy z możliwością odwrócenia siedziska w stronę osoby prowadzącej wózek (dla rozmiaru 1-2). Przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo rdzeniową, chorobami mięśni. Składany jest w czworobok, ma regulowany na długość podnóżek oraz możliwość zmiany szerokości i głębokości siedziska, oraz wychylenie w przestrzeni siedziska (tilt). Wózek posiada regulowane na wysokość oparcie. Oprócz dużej ilości opcji dodatkowych wózek posiada możliwość zamontowania stelaża domowego. Stelaż domowy - występuje w wersji fotelik rehabilitacyjny dla dzieci do siedzenia.

Dostępne kolory: jasno szary z zielonym, jasno szary z różowym, ciemno szary z zielonym, ciemno szary z różowym.



stelaż domowy

parametry wózka po złożeniu:



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	30 cm pełne

kółka pneumatyczne - opcja

roz.	wysokość oparcia	szerokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka	maks. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
1-2	52-62 cm	37 cm	20-30 cm	20-30 cm	57 cm	102 cm	66-92 cm	18 kg	35 kg	90°-125°
3-4	60-75 cm	44 cm	30-40 cm	25-36 cm	62 cm	112 cm	82-106 cm	22 kg	45 kg	90°-130°