

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



# ORMESA®

## NOVUS

**Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy dla dzieci i dorosłych**

Dofinansowanie:

P.130B.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Możliwa jest stopniowa regulacja oparcia i siedziska, podnóżek regulowany jest na wysokość. Koła mocowane są w systemie szybkozłącza, co umożliwia łatwy transport wózka. Szeroki wybór akcesoriów.



długość wózka po złożeniu:  
rozmiar 4 - 90 cm



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	30 cm pneumatyczne

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	odległość między siedziskiem a podnóżkiem	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
4	38 cm	72-78 cm	39 cm	35-45 cm	66 cm	112 cm	96 cm	22,1 kg	70 kg	90°-110°