

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI I DOROSŁYCH



# NOVUS

## ORMESA® CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

## NOVUS

**Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy, bierny dla dzieci i dorosłych**

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych


S.20.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek spacerowy przeznaczony dla dzieci i dorosłych z MPD, przepukliną oponowo-rdzeniową, chorobami mięśni. Możliwa jest stopniowa regulacja oparcia i siedziska, podnóżek regulowany jest na wysokość. Koła mocowane są w systemie szybkozłącza, co umożliwia łatwy transport wózka. Szeroki wybór akcesoriów.



długość wózka po złożeniu:

rozmiar 4 - 90 cm



średnice kół przednich	średnice kół tylnych
17,5 cm pełne	30 cm pneumatyczne

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	odległość między siedziskiem a podnóżkiem	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	kąt nachylenia oparcia względem siedziska
4	38 cm	72-78 cm	39 cm	35-45 cm	66 cm	112 cm	96 cm	22,1 kg	70 kg	90°-110°

### AKCESORIA DO NOVUS



**812 blokady kierunkowe kół**



**817 pasy odwodzące**



**818 śpiwór**



**819 daszek**



**824 stolik**



**825 osłona przeciwdeszczowa**



**827 mocowanie stóp**



**828 pas piersiowy**



**834 klin**



**838 podpory boczne**



**839 przednia rączka**



**844 osłona ramy**



**852 zagłówek**



**853 kamizelka pełna**



**858 koszyk tekstylny**



**868 obejmia piersiowa**



**863 zagłówek regulowany**



**891 mocowanie do transportu**



**894 pas biodrowy**




**906 pas 5-punktowy**



**903 kamizelka 5-punktowa**



**892 tapicerowana nakładka na podnóżek**



**905 hamulec ręczny dla osoby prowadzącej**



**854 parasolka**



**922 uchwyt na butelkę**