

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE




## MINISTAR

**Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany, na szybkozłączach**

**Dofinansowanie:**

P.129.00 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

To podstawowy wózek kategorii wózków do aktywnej rehabilitacji przeznaczony dla młodzieży i dorosłych. Główne cechy Ministara to: rama składana krzyżakowo, system szybkiego demontażu kół (szybkozłącza). Posiada możliwość indywidualnie dopasowanej konfiguracji wózka dla użytkownika pod względem funkcjonalności. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
16 kg	130 kg