

WÓZKI


WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



OFFCARR

ALHENA

CE



Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany, na szybkołączach

Dofinansowanie:

S.15.01.00.12 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.15.02.01.10 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

Alhena jest to nowy ultralekki wózek w ofercie producenta wózków aktywnych – włoskiej firmy Offcarr. Wózek Alhena posiada ultralekką tytanową ramę co czyni go bardzo lekkim wózkiem w swojej klasie z wagą zaledwie 9,7 kg. Jest lekki w prowadzeniu. Dodatkowo posiada system składania z podwójnym krzyżakiem. Mocowanie kół tylnych HwP (Helicoid Wheel Plate) pozwala na ustawienie parametrów wózka dokładnie do wymogów użytkownika. Wózek w standardzie wyposażony jest w osłony kół z włókna węglowego, ultralekkie koła z obręczami i podnózek z funkcją automatycznego składania. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
9,7 kg	120 kg