

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



DIVA

Wózek aktywny, lekki, krzyżakowy, składany, na szybkozłączach


Dofinansowanie:

P.129.00.12 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.129A.01.12 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

To najnowszy model aktywnego wózka inwalidzkiego, następcą popularnego wózka **VEGA**.

DIVA „SUPERLIGHT” to aluminiowy, składany krzyżakowy wózek inwalidzki. Dzięki licznej regulacji, wózek jest wysoce konfigurowalny do potrzeb aktywnych i wymagających użytkowników. Podwójna rama krzyżakowa zapewnia właściwe bezpieczeństwo i sztywność. Wózek zaopatrzony jest w system szybkiego odpinania kół tylnych – szybkozłącza. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
11,5 kg	120 kg