

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



ALTHEA

**Wózek aktywny, składany, krzyżakowy,
na szybkozłączach**


Dofinansowanie:

P.129.00 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.129.01 NFZ - kod refundacji NFZ dla dzieci

Althea to aluminiowy wózek inwalidzki składany krzyżakowo. Zwiększona ilość akcesoriów dodatkowych umożliwia spersonalizowanie wózka do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Standardowo wózek wyposażony jest w podwójny krzyżak zwiększający sztywność i wytrzymałość konstrukcji.

Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
15 kg z siedziskiem	150 kg