

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE AKTYWNE



OFFCARR



ALTHEA

Wózek aktywny, składany, krzyżakowy, na szybkozłączach

Dofinansowanie:

S.15.01.00.16 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.16.01.00 NFZ - kod refundacji NFZ dla dorosłych - opcja z napędem ręcznym jednostronnym

Althea to aluminiowy wózek inwalidzki składany krzyżakowo. Zwiększona ilość akcesoriów dodatkowych umożliwia spersonalizowanie wózka do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Standardowo wózek wyposażony jest w podwójny krzyżak zwiększający sztywność i wytrzymałość konstrukcji. Wózek posiada możliwość domontowania opcji napędu ręcznego jednostronnego. Rodzaje regulacji, ustawień i akcesoriów dostępne w karcie pomiarowej. Produkt dobierany indywidualnie do pacjenta na podstawie formularza zamówienia.



waga wózka	maksymalne obciążenie
15,8 kg	150 kg