

# WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



wychylenie tilt  
i odchylenie oparcia



z platformą zamiast  
podnóżków

**PRIDE**<sup>®</sup> **CE**  
MOBILITY  
LIVE YOUR BEST<sup>®</sup>

## QUANTUM Q4

**Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym, drogowy, terenowy**

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

MOPS/PCPR 100-150%

Firma Pride Mobility od kilkudziesięciu lat udoskonala, opracowany przez siebie system napędowy jaki stanowi innowacyjny napęd centralny. Napęd ten wraz z precyzyjnym sterowaniem umożliwia obrót użytkownika dookoła własnej osi. Q4 wyposażony jest w zawieszenie „ACTIVE-TRAC” (ATS). ATS to system zaprojektowany po to, aby zapewnić bezproblemowe pokonywanie różnego rodzaju terenu i przeszkód, zapewniając wysoki komfort. Dzięki ATS przednie koła współpracują z zawieszeniem silników, co pomaga pokonywać nierówności wyższe niż 8 cm. W chwili, gdy koła dotykają przeszkody, unoszą się do góry. W tym samym czasie silniki pochylają się ku dołowi. Zwiększa to moment obrotowy wywierany na koła napędowe i pomaga wózkowi pokonywanie przeszkód bez ryzyka „zawieszenia się”. Szeroka gama wyposażenia dodatkowego zaspokoi nawet najbardziej wymagającego użytkownika:

### PARAMETRY TECHNICZNE

akumulatory	2 x 12 V, 55 Ah
prędkość	8 km/h
zasięg	do 25 km
szerokość siedziska	41, 46, 51 cm
wysokość oparcia	55 cm
głębokość siedziska	41, 46, 51 cm
waga wózka baza	62 kg
waga akumulatorów	2 x 15 kg
maksymalne obciążenie	136 kg
koła pomocnicze	6" lane
koła tylne - napędowe	14" pneumatyczne

- Indywidualnie dobrana poduszka siedziska i oparcia
- Światła typu LED
- Elektrycznie regulowany kat siedziska 30°
- Elektronicznie regulowany kat oparcia 30°
- Elektronicznie unieszone podnóżki
- Winda 254 cm z TILT-em 50°
- Joystick z systemem sterowania Q-Logic 2
- Zagłówek
- Możliwość zamontowania platformy zamiast podnóżków