

WÓZKI

SKUTERY INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST[®] —



Go Go Elite Traveller

Skuter inwalidzki z napędem elektrycznym

Skuter „GO GO Elite Traveller” – najszybszy sposób na twoją niezależność i komfort sprawnego poruszania się na co dzień. Skuter „GO GO” został specjalnie zaprojektowany dla osób starszych lub nie w pełni sprawnych, aby pozwolić im na normalne funkcjonowanie na co dzień. GO GO jest poręcznym i kompaktowym skuterem, którym bardzo łatwo jest manewrować nawet w ciasnych pomieszczeniach. Całkowita waga skutera bez baterii wynosi niecałe 40 kg. Cały skuter, praktycznie bez składania mieści się w większości bagażników samochodowych, co pozwala na bardzo łatwe przewożenie go na wakacje, do centrum handlowego, na spacer do parku, na działkę pod miastem i wszędzie tam, gdzie taki sprzęt może się przydać. Choroby kręgosłupa, stawów, bóle mięśni, częściowe niedowłady, problemy kardiologiczne czy krążeniowe nie będą już stanowiły żadnej przeszkody przy wyjściu na spacer z rodziną, czy pojechaniu na zakupy nieopodal domu. GO GO da ci szansę swobodnego poruszania się na co dzień. Pamiętaj GO GO możesz zabrać wszędzie ze sobą a jazda nim to czysta przyjemność i Twoja niezależność. GO GO proponujemy w dwóch wersjach, czterokołowej i trójkołowej. Wersja GO GO Elite Traveller PLUS ma zwiększone do 147 kg dopuszczalne obciążenie oraz kierownicę w kształcie pętli, ułatwiającą prowadzenie skutera oraz oświetlenie drogowe przednie.

PARAMETRY TECHNICZNE	Go Go Traveller	Go Go Traveller Plus
akumulatory	2 x 12 V	2 x 12 V, 17 Ah
prędkość maksymalna	7 km/h	7,5 km/h
zasięg	16 km	17,5 km
maksymalne nachylenie	8°	8°
całkowita szerokość skutera	100,3 cm	102 cm
waga bez akumulatorów	34 kg	39,5 kg
waga akumulatorów	9,5 kg	13 kg
maksymalne obciążenie	125 kg	147 kg
promień skrętu	112 cm	116 cm
średnica koła przednie	8" – pełne	8" – pełne
średnica koła tylne	9" – pełne	9" – pełne
prześwit (wysokość podwozia)	7,62 cm	7,62 cm