

Pieczęćka firmy:	Data zamówienia:
	Sporządził:
	Imię i nazwisko klienta:



according to the ISO 7176/19

FDA registered - USA

CE marked

INFORMACJE PODSTAWOWE

Ultra lekka, aluminiowa rama, lakierowana ekologicznym lakierem, składana w parasolkę.

Regulowane oparcie w trzech pozycjach.

Kubelkowe siedzisko.

Tapicerka oddychająca, zdejmowana do prania, z wyjmowanymi stalkami.


Odchylane podnóżki regulowane na wysokość zapiętek.

Koła pełne z niezależnymi hamulcami bębnowymi.


Proszę zaznaczyć wybór

- CLIP-1
 CLIP-2
 CLIP-3

- Kolor tapicerki:
Niebieski z szarym
Kolor ramy:
Szary



UWAGA!
Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi i konserwacji



Rozmiar	Max. Obciążenie	Waga Wózka	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
1	Kg. 30	Kg. 10,8	cm 40	cm 33	cm 51	cm 99	0°-12°	cm 25	cm 55	18°	cm 46	cm 12-20	cm 73	cm 80	cm 110	cm 30	cm 34	cm 110-125
2	Kg. 35	Kg. 11	cm 40	cm 33	cm 51	cm 99	0°-12°	cm 30	cm 59	18°	cm 48	cm 21-31	cm 73	cm 88	cm 110	cm 30	cm 34	cm 120-140
3	Kg. 40	Kg. 11,2	cm 40	cm 36	cm 51	cm 104	0°-12°	cm 35	cm 64	18°	cm 49	cm 27-37	cm 79	cm 96	cm 115	cm 32	cm 35	cm 135-155

AKCESORIA

835 Kamizelka



816 Podpory boczne (para)



853 Kamizelka



906 Pas pięciopunktowy



903 Kamizelka pełna pięciopunktowa



817 Pasy odwodzące



894 45° Pas biodrowy



827 Mocowanie stóp (para)



819 Daszek



818 Śpiwór



825 Osłona przeciwdeszczowa (montowane z daszkiem 819)



812 Blokady kierunkowe kół (para)



891 Mocowanie do transportu



Mobilex®

Tel. +48 42 2142911, +48 501443880 www.mobilex.pl info@mobilex.pl

Notatki:

.....

.....

Pieczętko firmy:	Data zamówienia:
	Sporządził:
	Imię nazwisko klienta:



INFORMACJE PODSTAWOWE

Ultra lekka, aluminiowa rama, lakierowana ekologicznym lakierem, składana w parasolkę.

Regulowane oparcie w trzech pozycjach.

Kubelkowe siedzisko.

Tapicerka oddychająca, zdejmowana do prania, z wyjmowanymi stalkami.

Odchylane podnóżki regulowane na wysokość zapiętek.

Koła pełne z niezależnymi hamulcami bębnowymi.

CE marked

Proszę zaznaczyć wybór

ROZMIARY

CLIP-4

Kolor tapicerki:
Niebieski z szarym

Kolor ramy:
Szary



UWAGA!
Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi i konserwacji

Obciążenie	Waga wózka	A	B*	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
Kg. 76	g. 13,5	cm 45	cm 33	cm 57	cm 113	0°-10°	cm 38	cm 71	20°	cm 59	cm 37-47	cm 82	cm 105	cm 115	cm 56	cm 34	cm 150-175

* Szerokość siedziska bez wyścielanych boków (B) cm 45

AKCESORIA

835
Zagłówek (para)



816
Podpory boczne (para)



853
Kamizelka



906
Pasy pięciopunktowe




903
Kamizelka pełna (pięciopunktowa)



817
Pasy odwodzące



894 45°
Pas biodrowy



827 Mocowanie stóp (para)



819 Daszek



818 Śpiwór



825 Osłona przeciwdeszczowa (mocowane z 819 daszkiem)



812 Blokady kierunkowe kół (para)

