

Pieczęćka firmy:	Data zamówienia:
	Sporządził:
	Imię i nazwisko klienta:



Certificate **CERAH** France
 Marked 

INFORMACJE PODSTAWOWE

Stalowo-aluminiowa rama, lakierowana nietoksycznym lakierem.
 Ognioodporna wyściółka siedziska oraz zdejmowana tapicerka.
 Stały kąt siedziska, regulowany kąt oparcia.
 Hamulce postojowe, bębnowe.
 Regulowany i składany podnóżek.
 Koła przednie 8" pełne, tylne 12" pompowane.



Proszę zaznaczyć wybór


ROZMIARY

- OBI-2
- OBI-3
- OBI-4

Kolor ramy :
niebieski

kolor tapicerki :
zielony-różowy-niebieski



 **UWAGA!**
 Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi i konserwacji

rozmiar	obciążenie	masa wózka	A	B	C	D	E	F	G	L	M	H
2	Kg. 50	Kg. 17,4	cm 60	cm 33	cm 99	cm 97	cm 30	cm 62	cm 23-35	cm 92	cm 50	cm 120-140
3	Kg. 60	Kg. 18,5	cm 62,5	cm 37	cm 109	cm 103	cm 36	cm 68	cm 29-44	cm 95	cm 46	cm 135-155
4	Kg. 70	Kg. 20,1	cm 66,5	cm 41	cm 124	cm 105	cm 40	cm 76	cm 32-47	cm 103	cm 51	cm 150-175

AKCESORIA

835
 Zagłówek (para)



816 Podpory boczne



834 Klin



853 Pas 4 punktowy



894 45° pas biodrowy



827 Mocowanie stóp



839 Bariierka



837 Stolik



819 Daszek



825 Ostrona przeciwdeszczowa



818 Śpiwór



858 Koszyk tekstylny



812 Blokada kierunkowa kół



891 Mocowanie do transportu



notatnik:

