

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



## CLASSIC COMFORT


**Wózek inwalidzki specjalny ze stabilizacją pleców i głowy, na szybkozłączach**

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek składany krzyżakowo z możliwością odchylenia oparcia do 90 stopni. Posiada zdejmowane podnóżki z wyściełanym podparciem tydek, z płynną regulacją kąta nachylenia. Boczki wózka są wyjmowane. Wózek przeznaczony dla osób u których jest konieczna częsta zmiana pozycji od leżącej do siedzącej, wymagających indywidualnej stabilizacji całego tułowia wraz z głową. Wózek w standardzie posiada hamulce dla osoby prowadzącej oraz koła na szybkozłączach.



**kąt odchylenia oparcia względem siedziska**

104,5°-180°

**wielkość kół przednich**

200 x 30 mm  
lane

**wielkość kół tylnych**

24 x 1 3/8  
pompowane  
możliwość wymiany na lane  
- bezobstugowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłoże	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm	40 cm	57 cm	65, 70, 75 cm	48 cm	35-46 cm	25,5 kg	125 kg