



## TR/LR PRZENOŚNE RAMPY PODJAZDOWE do wózków inwalidzkich (rampy teleskopowe)

Dofinansowanie:

MOPS/PCPR (80%)/Udział własny (20%)

Ten rodzaj ramp teleskopowych jest bardzo wygodny w rozkładaniu i składaniu. Są to rampy uniwersalne, zarówno używane przy likwidacji progów, ale także ułatwiają transport ciężkich ładunków do samochodu. Można dowolnie regulować rozstaw ramp od siebie, co pozwala na ich wykorzystanie do wózków o bardzo różnych rozmiarach. Nawierzchnia rampy wykonana jest z przeciwpoślizgowego materiału. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody.

	TR-150	TR-210	TR-300
rozmiar	20 x 150 cm	20 x 210 cm	20 x 300 cm
maksymalne obciążenie	300 kg	300 kg	300 kg
waga rampy	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg



## SC RAMPY DO WÓZKÓW INWALIDZKICH (RAMPY ŻEBROWANE)

Dofinansowanie:

MOPS/PCPR (80%)/Udział własny (20%)

Rampy żebrowane są nową wersją od lat znanych Państwu ramp podjazdowych z naszej oferty. Posiadają nową powierzchnię podjazdową – żebrowaną co daje jeszcze większy komfort w użytkowaniu i przede wszystkim w konserwacji. Składane są w pojedynczą walizkę oraz dostępne są w dwóch długościach: 71 x 120 cm, 71 x 150 cm.

	SC-120	SC-150
rozmiar	71 x 120 cm	71 x 150 cm
maksymalne obciążenie	300 kg	300 kg
waga rampy	9,1 kg	10,9 kg

