

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



Pride[®]
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —



JAZZY AIR 2

**Wózek inwalidzki z napędem elektrycznym,
drogowy, terenowy**

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

MOPS/PCPR 100-150%

PARAMETRY TECHNICZNE	
maksymalne obciążenie	136 kg
akumulatory	2 x 12 V, 40 Ah
ładowarka	8 Amp
prędkość	6,4 km/h
zasięg	do 25 km
wymiary siedziska	41x41-46 cm; 46x46-51 cm; 51x51-56 cm
waga akumulatorów	2 x 12 kg
maksymalne obciążenie	136 kg
koła pomocnicze	6" lane
koła napędowe	10" lane

Jazzy Air 2 to nowoczesny wózek inwalidzki z centralnym napędem elektrycznym pozwalający użytkownikowi na zupełnie inny poziom dostępności do obszarów wcześniej niedostępnych za jednym naciśnięciem przycisku. Mowa tu oczywiście o unikalnym i nowoczesnym rozwiązaniu jakim jest funkcja płynnego i bezpiecznego unoszenia siedzenia do 30 cm w niecałe 11 sekund nawet przy rozwinięciu maksymalnej prędkości 6,4 km/h. Tym samym kontakt z bliskimi i przyjaciółmi oraz poruszanie się w mieszkaniu i świecie zewnętrznym daje zupełnie inne odczucia i możliwości.

Funkcje bezpieczeństwa, takie jak Mid-Wheel 6® z zawieszeniem Active-Trac®, zapewniają lepszą wydajność i maksymalną stabilność wózka zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Zastosowane w standardzie oświetlenie LED z przodu Jazzy Air 2 zapewnia widoczność we wszystkich środowiskach, aby bezpiecznie dotrzeć do i ze wszystkich miejsc docelowych.

Projektując ten wózek firma PRIDE jako priorytet obrała komfort oraz funkcjonalność, które pozwalają użytkownikom na osiągnięcie jeszcze wyższego poziomu samodzielności.