



ŚPIWÓR KANGAROO DLA UŻYTKOWNIKÓW WÓZKÓW INWALIDZKICH

Anatomiczny kształt, wykonany z nieprzemakalnego nylonowego materiału odpornego na uszkodzenia z ocieplaczem w środku. Zapewnia komfort użytkownika oraz chroni przed chłodem, wiatrem oraz deszczem. Zamykanie zapewnia duży zamek błyskawiczny wszyty dookoła produktu. Dodatkowo z przodu śpiwora znajduje się kieszeń zapinana na duży zamek. Dodatkowo, dwa odbłaskowe pasy zapewniają bezpieczeństwo. Regulowany pasek z tyłu i elastyczne szlufki gwarantują bezpieczne mocowanie do oparcia lub rączek wózka inwalidzkiego. Dostępny w trzech rozmiarach S, M oraz L.



Parametr	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L
B	42 cm	44 cm	46 cm
SB	43 cm	47 cm	50 cm
S	41 cm	45 cm	48 cm
F	40 cm	45 cm	50 cm
L	42 cm	46 cm	50 cm
O	42 cm	48 cm	55 cm

