



NASADKA TOALETOWA Z KLAPĄ I BEZ KLAPY

Nasadka zdejmowana i zakładana na toaletę w dowolnym momencie, bez konieczności stałego jej przytwierdzenia. Daje komfort i swobodę użytkowania toalety dla wszystkich domowników. Nasadka toaletowa o anatomicznym kształcie i grubości 10 cm gwarantuje wygodną pozycję, a antypoślizgowe, gumowe podkładki stabilizują siedzisko.



	wysokość podwyższenia	szerokość	głębokość	wymiar otworu muszli klozetowej	obciążenie
nasadka toaletowa z klapą i bez klap	10 cm	36 cm	40 cm	22 x 17,5 cm	do 150 kg



PODWYŻSZAJĄCA NASADKA TOALETOWA Z UCHWYTAMI (Fixed toilet seat raiser)

Wysoka nasadka sedesowa z klapką z bezpiecznym mocowaniem do toalety. Dodatkowo wyposażona w odchylane ręczki ułatwiające osobie niepełnosprawnej wstanie z toalety. Warto podkreślić zakres regulacji wysokości: 9/13/17 cm.



zakres regulacji wysokości	szerokość	głębokość	głębokość z podłokietnikami	szerokość między górną częścią podłokietników	wysokość podłokietników od siedziska	obciążenie
9/13/17 cm	40 cm	49,5 cm	62 cm	53 cm	23 cm	do 120 kg