

WYPOZAŻENIE ŁAZIENKI

Nasadki toaletowe



MIĘKKA NASADKA SEDESOWA

Komfortowa, miękka nakładka zdejmowana i zakładana na toaletę w dowolnym momencie, bez konieczności stałego jej przytwierdzenia. Wykonana z poliuretanowej powłoki pasuje do wszystkich standardowych toalet. Łatwa w utrzymaniu czystości – do dezynfekcji wystarczy gorąca woda i mydło. W ofercie biała i czarna.

PARAMETRY TECHNICZNE	
wysokość podwyższenia	4 cm
szerokość	37,5 cm
głębokość	43,5 cm
wymiar otworu muszli klozetowej	22 x 27 cm