

WYPOSAŻENIE ŁAZIENKI

SIEDZISKO I STOŁKI PRYSZNICOWE



Aluminiowy stółek prysznicowy

Wózek toaletowo - prysznicowy z wyściełanym oparciem i siedziskiem. Wyposażony w uchylne podłokietniki oraz Wysoki stółek aluminiowy to najnowsza nasza propozycja w gamie produktów łazienkowych. Stabilna konstrukcja oraz duża funkcjonalność pozwala na korzystanie z produktu również przy łóżku pacjenta czy przy stole. Szeroka podstawa siedziska z miękką nakładką PU połączona z funkcją regulacji wysokości i opcjonalnie montowanym oparciem zapewnia komfort i bezpieczeństwo w codziennych zajęciach.

Cechy produktu:

- Opcjonalne oparcie, wykonane z materiału PU z pianką, możliwa regulacja głębokości
- Siedzisko wykonane z miękkiego poliuretanu
- Ergonomiczny kształt podłokietników pozwala użytkownikowi na łatwe przejście z pozycji siedzącej do stojącej
- Beznarzędziowa opcja regulacji nóg, śruby wykonane ze stali nierdzewnej
- Lekka ale stabilna konstrukcja ułatwia przenoszenie w dowolne miejsce
- Dostępne w 3 rozmiarach

	rozmiar S	rozmiar M	rozmiar L
wymiary szerokość x średnica x wysokość	51,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	56,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm	62,5 x 53,5 x 41,7-58,5 cm
rozmiar siedziska szerokość x średnica	40,7 x 33,5 cm	45,2 x 33,5 cm	50 x 33,5 cm
szerokość siedziska	42 cm	47 cm	52 cm
wysokość podłokietników	60,4 – 77,1 cm	60,4 – 77,1 cm	60,4 – 77,1 cm
waga	2,7 kg	2,9 kg	3,3 kg
maksymalne obciążenie	150 kg	150 kg	200 kg