

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



CLASSIC COMFORT


**Wózek inwalidzki specjalny,
ze stabilizacją pleców i głowy,
na szybkozłączach**

Dofinansowanie:

P.130.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.131.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Wózek składany krzyżakowo z możliwością odchylenia oparcia do 90 stopni. Ma zdejmowane podnóżki z wyściełanym podparciem tydek, z płynną regulacją kąta nachylenia. Boczek wózka są wyjmowane. Wózek przeznaczony dla osób, u których jest konieczna częsta zmiana pozycji, od leżącej do siedzącej, wymagających indywidualnej stabilizacji całego tułowia wraz z głową. Wózek w standardzie wyposażony jest w hamulce dla osoby prowadzącej oraz koła na szybkozłączach.



**kąt odchylenia oparcia
względem siedziska**

104,5°-180°

**rozmiar kół
przednich**

200 x 30 mm
pełne

**rozmiar kół
tylnych**

24" x 1 3/8"
pompowane
możliwość wymiany
na pełne - bezobstugowe

szerokość siedziska	głębokość siedziska	wysokość oparcia	szerokość całkowita wózka	wysokość siedziska nad podłogę	odległość od siedziska do stopki podnóżka	waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami)	maksymalne obciążenie
40, 45, 50 cm	40 cm	57 cm	65, 70, 75 cm	48 cm	35-46 cm	25,5 kg	125 kg