

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



**ORMESA®** CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

## JUDITTA

**Wózek inwalidzki specjalny,  
multipozycyjny (komfortowy),  
spacerowy, bierny**

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.21.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

**JUDITTA** to specjalistyczny, komfortowy wózek inwalidzki zaprojektowany przez włoską firmę **ORMESA**. Jest to wózek **multipozycyjny**, który umożliwia stabilizację ciała w pozycji leżącej, półleżącej i siedzącej. Innowacyjne rozwiązania zastosowane przy jego konstrukcji oraz w doborze materiałów z jakich został wykonany sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy potrzebują całodobowego lub dłuższego pobytu w wózku inwalidzkim.

Charakterystyczną cechą **JUDITTY** jest szkielet siedziska wykonany ze specjalnych elastycznych linek, gwarantujący każdemu użytkownikowi stabilizację siedzenia nawet w najbardziej skomplikowanych jednostkach chorobowych. To rozwiązanie pozwala zapobiegać nieprawidłowej lub patologicznej postawie siedzenia i zmniejsza w bardzo dużym stopniu ryzyko powstawania otarć i odleżyn i w sposób efektywny koryguje nieprawidłową postawę lub pomaga ją skorygować.

### Wyposażenie standardowe wózka:

- Dwa niezależne siłowniki (sprężyny gazowe), pozwalają na zmianę pozycji siedzenia w dowolnym momencie (odchylane oparcie, wychylenie siedziska w przestrzeni – TILT)
- Wielofunkcyjny zagłówek zapewniający podtrzymanie głowy wraz z odcinkiem szyjnym (możliwe regulacje ułatwiają orientację wizualną pacjenta)
- Oparcie regulowane na wysokość oraz regulowana głębokość siedziska umożliwia dostosowanie produktu do różnych wymiarów pacjenta
- Komfortowe unoszone i regulowane na długość podnóżki zapewniają komfort i wygodę
- Unoszone i regulowane na wysokość podtkietniki są idealnie funkcjonalne dla każdego typu pacjenta
- Wytrzymała, oddychająca tapicerka siedziska jest łatwo demontowana bez użycia narzędzi (czyszczenie i dezynfekcja nie stanowią problemów)

### JUDITTA występuje w trzech modelach w zależności od środowiska pracy:

- B12 – wózek na czterech 5" kołach gumowych przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, hamulce postojowe przy kołach tylnych
- B30 – wózek na przednich kołach gumowych 8" i tylnych kołach gumowych 12", wózek w tej wersji posiada stopkę balansową wspomagającą przy pokonywaniu krawężników
- B60 – wózek na przednich kołach gumowych 8" i tylnych kołach 22" pełnych z hamulcami, wózek w tej wersji posiada Anti-tip na obie strony wraz ze stopką balansową wspomagającą przy pokonywaniu krawężników

### PARAMETRY TECHNICZNE - JUDITTA B12

rozmiar	A: szerokość siedziska	B: głębokość siedziska	C: szerokość oparcia	D: szerokość całkowita	H: kąt wychylenia siedziska	I: kąt wychylenia oparcia	waga wózka	maksymalne obciążenie	wysokość pacjenta
36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	37 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	60 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	37 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	65 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	39 kg	130 kg	od 140 do 190 cm
50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	70 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	40 kg	140 kg	od 140 do 190 cm

### PARAMETRY TECHNICZNE - JUDITTA B30

rozmiar	A: szerokość siedziska	B: głębokość siedziska	C: szerokość oparcia	D: szerokość całkowita	H: kąt wychylenia siedziska	I: kąt wychylenia oparcia	waga wózka	maksymalne obciążenie	wysokość pacjenta
36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	38 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	62 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	38 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	67 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	41 kg	130 kg	od 140 do 190 cm
50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	72 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	42 kg	140 kg	od 140 do 190 cm

### PARAMETRY TECHNICZNE - JUDITTA B60

rozmiar	A: szerokość siedziska	B: głębokość siedziska	C: szerokość oparcia	D: szerokość całkowita	H: kąt wychylenia siedziska	I: kąt wychylenia oparcia	waga wózka	maksymalne obciążenie	wysokość pacjenta
36	36 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	69 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	40 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
40	40 cm	40-43-46-49 cm	47 cm	69 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	40 kg	120 kg	od 140 do 190 cm
45	45 cm	40-43-46-49 cm	52 cm	74 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	42 kg	130 kg	od 140 do 190 cm
50	50 cm	40-43-46-49 cm	57 cm	79 cm	od 10° do 35°	od 10° do 38°	43 kg	140 kg	od 140 do 190 cm