

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



T30



T60

**ORMESA®** CE  
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •



## TROLLI

### Wózek inwalidzki stabilizujący

#### Dofinansowanie:

S.17.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

**TROLLI** to uniwersalny wózek inwalidzki stabilizujący zaprojektowany przez włoską firmę ORMESA z przeznaczeniem dla dzieci i osób dorosłych, także w wersji transportowej (T30). Posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę – to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa. Opatentowany system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca. Dzięki szerokiej gamie dostępnych akcesoriów z łatwością zaspokoi każdą potrzebę

**TROLLI** występuje w dwóch modelach zależnych od środowiska w jakim ma być użytkowany:

#### **TROLLI T30**

- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki
- uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach
- 7" obrotowe koła przednie na oponach pełnych
- koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi hamulcami bębnowymi (10" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 12" dla rozmiaru siedziska 43 cm).

#### **TROLLI T60**

- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki;
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
- obrotowe koła przednie na oponach pełnych (7" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8" dla rozmiaru siedziska 43 cm);
- 22" koła tylne na oponach pełnych z hamulcami ręcznymi;
- anti-tip na obie strony wraz ze stopką balansową

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	średnice kół przednich	średnice kół tylnych T30/T60
<b>36</b>	36 cm	46 cm	36 cm	59 cm	94 cm	107 cm	13,1 kg	80 kg	7" - pełne	10" / 22"
<b>40</b>	40 cm	46 cm	40 cm	63 cm	94 cm	107 cm	13,6 kg	90 kg	7" - pełne	10" / 22"
<b>43</b>	43 cm	46 cm	40 cm	66 cm	94 cm	107 cm	14,1 kg	110 kg	8" - pełne	12" / 22"

### AKCESORIA DO TROLLI



**947 Pas biodrowy z ustawieniem kąta**



**920 Pas 4 punktowy**



**853 Kamizelka**



**853 SLIM Kamizelka**



**958 Mięka stabilizacja miednicy**



**960 Zapiętki (para)**



**956 Regulowany podnózek (TILT)**



**858 Koszyk**



**812 Blokady kierunkowe kół przednich**



**951 Rączki regulowane na wysokość**



**891 Mocowania do transportu (4 punkty)**