

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



ORMESA® CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ADJUSTABLE TROLLI

Wózek inwalidzki, spacerowy, bierny

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.20.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

ADJUSTABLE TROLLI to kolejny projekt włoskiej firmy ORMESA z systemem siedzisk dla dorosłych i dzieci ze specjalnymi potrzebami. Został stworzony, aby zagwarantować rodzinom doskonały poziom mobilności o każdej porze dnia, nawet w trakcie podróży. Opatentowany system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca.

ADJUSTABLE TROLLI posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę. Wózek to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa.

Dostępny w kolorach tapicerki: **czerwonym i czarnym**.

Standardowe wyposażenie wózka:

- regulowany na wysokości i pod kątem zagłówek;
- regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech pozycjach oparcie;
- regulowane na głębokość siedzisko;
- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki;
- uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym;
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
- obrotowe koła przednie na oponach pełnych (7" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8" dla rozmiaru siedziska 43 cm);
- koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi hamulcami bębnowymi (10" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 12" dla rozmiaru siedziska 43 cm).

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	średnice kół przednich	średnice kół tylnych
36	36 cm	46-56 cm	36-46 cm	59 cm	94 cm	107 cm	15,1 kg	90 kg	7" - pełne	10"
40	40 cm	46-56 cm	36-46 cm	63 cm	94 cm	107 cm	16,1 kg	90 kg	7" - pełne	10"
43	43 cm	46-56 cm	36-46 cm	66 cm	94 cm	107 cm	17,1 kg	90 kg	8" - pełne	12"