

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



ORMESA® CE

• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

ADJUSTABLE TROLLI

Wózek inwalidzki, spacerowy, bierny

Dofinansowanie:

S.18.01.00 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

S.20.01.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

ADJUSTABLE TROLLI to kolejny projekt włoskiej firmy ORMESA z systemem siedzisk dla dorosłych i dzieci ze specjalnymi potrzebami. Został stworzony, aby zagwarantować rodzinom doskonały poziom mobilności o każdej porze dnia, nawet w trakcie podróży. Opatentowany system składania sprawia, że wózek po złożeniu pozostaje kompaktowy i zajmuje niewiele miejsca.

ADJUSTABLE TROLLI posiada wytrzymałą konstrukcję, oddychającą, łatwo zmywalną i niepalną tapicerkę. Wózek to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących stabilności, praktyczności, komfortu i bezpieczeństwa.

Dostępny w kolorach tapicerki: **czerwonym i czarnym**.

Standardowe wyposażenie wózka:


- regulowany na wysokości i pod kątem zagłówek;
- regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech pozycjach oparcie;
- regulowane na głębokość siedzisko;
- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki;
- uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym;
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach;
- obrotowe koła przednie na oponach pełnych (7" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 8" dla rozmiaru siedziska 43 cm);
- koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi hamulcami bębnowymi (10" dla rozmiaru siedziska 36 i 40 cm; 12" dla rozmiaru siedziska 43 cm).

	szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	średnice kół przednich	średnice kół tylnych
36	36 cm	46-56 cm	36-46 cm	59 cm	94 cm	107 cm	15,1 kg	90 kg	7" - pełne	10"
40	40 cm	46-56 cm	36-46 cm	63 cm	94 cm	107 cm	16,1 kg	90 kg	7" - pełne	10"
43	43 cm	46-56 cm	36-46 cm	66 cm	94 cm	107 cm	17,1 kg	90 kg	8" - pełne	12"


AKCESORIA DO ADJUSTABLE TROLLI



838 Podpory boczne, regulowane na wysokość



947 Pas biodrowy z ustawieniem kąta



920 Pas 4 punktowy



853 Kamizelka



853 SLIM Kamizelka



834 Klin



839 Przednia rączka



960 Zapiętki (para)



956 Regulowany podnóżek (TILT)



858 Koszyk



812 Błokady kierunkowe kół przednich



844 Pokrowiec na podpory boczne



891 Mocowania do transportu (4 punkty)