

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI



ORMESA® CE
• MADE IN ITALY SINCE 1980 •

TROLLINO

Wózek inwalidzki, specjalny, spacerowy, dziecięcy

Dofinansowanie:

S.20.01.01 NFZ/PCPR – kod refundacji NFZ dla dzieci

TROLLINO to najnowsza propozycja wózka spacerowego zaprojektowanego przez włoską firmę ORMESA. Lekka konstrukcja, kompaktowość oraz łatwość w obsłudze sprawia, że wózek idealnie sprawdzi się w użytkowaniu przez rodziców z dziećmi o specjalnych potrzebach. Został on stworzony, aby sprostać wymaganiom rodzin prowadzących miejski styl życia i tych, które lubią podróżować nie rezygnując z komfortu, ale przede wszystkim bez ograniczeń.

TROLLINO można złożyć jednym prostym ruchem dzięki opatentowanemu na całym świecie systemowi. Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca, co pozwala na załadowanie go do dowolnego bagażnika samochodu. Wózek jest bardzo wszechstronny, a jego konstrukcja zapewnia stabilność i wygodę – projekt zakładał maksymalne bezpieczeństwo dla dziecka „I to się udało!!!”. Te cechy sprawiają, że **TROLLINO** jest praktyczne, wygodne i wyjątkowe.

Standardowe wyposażenie wózka:

- regulowane na wysokość oraz rozkładane w trzech pozycjach oparcie
- regulowane na głębokość siedzisko
- regulowane na wysokość i odchylane podnóżki
- uchwyty do pchania z hamulcem ręcznym i postojowym
- stopka balansowa przy obu tylnych kołach
- obrotowe 7" koła przednie na oponach pełnych
- 10" koła tylne na oponach pełnych z niezależnymi hamulcami bębnowymi

Dostępny w kolorach tapicerki: **niebieski, różowy, czarny, czerwony**

szerokość siedziska	wysokość oparcia	głębokość siedziska	szerokość całkowita	wysokość całkowita	długość całkowita	waga wózka z kołami	maks. waga dziecka	średnice kół przednich	średnice kół tylnych
36 cm	55-65 cm	30-40 cm	58 cm	98 cm	98 cm	14,8 kg	55 kg	7" - pełne	10"

WÓZKI

WÓZKI INWALIDZKIE DLA DZIECI


AKCESORIA DO TROLLINO



835 Zagłówek regulowany
na wysokość kształt C



865 Zagłówek regulowany
na wysokość płaski



838 Podpory boczne ,
regulowane na wysokość
rotacją



947 Pas biodrowy z
ustawieniem kąta




920 Pas 4 punktowy



853 Kamizelka



853 Slim Kamizelka



834 Klin



825 Ostrona
przeciwdeszczowa tylko z
daszkiem



818 Śpiwór



819 Unoszony daszek z
torbą i okienkiem



839 Przednia rączka



960 Zapiętki (para)



956 Regulowany podnóżek
(TILT)



858 Koszyk



812 Błokady kierunkowe
kół przednich



844 Pokrowiec na podpory
boczne



951 Rączki regulowane na
wysokość