

LASKI I KULE ORTOPEDYCZNE

KULE INWALIDZKIE



KULE INWALIDZKIE ŁOKCIOWE

Aluminiowa kula inwalidzka łokciowa, ze stopniową regulacją wysokości i rączką zakończoną odblaskiem. Zapewnia bezpieczeństwo osobom poruszającym się z ich pomocą. Dostępna w kolorze czarnym.



zakres regulacji wysokości	skok regulacji wysokości	waga	kąt oparcia obejmę łokciowej	średnica wewnętrzna gumowej stopki kuli	średnica podstawy gumowej stopki kuli	obciążenie
94-121 cm	2,5 cm	0,5 kg (sztuka)	25 stopni	19 mm	38 mm	do 150 kg