

# ARTYKUŁY REHABILITACYJNE I WSPOMAGAJĄCE

## WÓZEK ZAKUPOWY Z SIEDZISKIEM



## KOALA - WÓZEK ZAKUPOWY Z SIEDZISKIEM

Ciesz się zakupami bez dodatkowego wysiłku! Wózek na zakupy KOALA to nie tylko wygoda dla odciążonego kręgosłupa. Koala to także sposób na krótki odpoczynek i odciążenie zmęczonych zakupami nóg! Wyjątkowa konstrukcja wózka sprawia, że Twoje zakupy będą bezpiecznie przewożone, a Ty nie odczujesz ich ciężaru ani zmęczenia.

- Torba wózka Koala wykonana jest z wysokiej jakości, wodoodpornego nylonu, łatwego w czyszczeniu.
- Duże kółka i odpowiednio skonstruowany aluminiowy szkielet wózka bardzo dobrze sprawdzają się w pokonywaniu nierównych nawierzchni.
- Innowacją w wózku KOALA jest uchwyt, który można obracać i łatwo przekształcić w siedzisko, naciskając duży przycisk z boku. Podczas postoju koła nie dotykają podłoża, więc utworzone siedzisko jest wyjątkowo stabilne.
- Wózek jest nierdzewny i lekki (2,5kg), a jednocześnie wytrzymały, siedzisko może być obciążone do 110 kg.
- Wózek zakupowy KOALA został doceniony przez projektantów – w 2017 roku otrzymał nagrodę Red Dot Award za zintegrowany system siedziska w wózku i dbałość o bezpieczeństwo osób starszych.

Wózek na zakupy KOALA dostępny jest w dwóch kolorach: niebieskim lub pomarańczowym.

materiał wykonania	waga	wysokość wózka	szerokość wózka	głębokość wózka	wysokość siedziska	maksymalne obciążenie torby	maksymalne obciążenie siedziska	rozmiar kół
aluminium	2,5 kg	960 mm	400 mm	430 mm	650 mm	30 kg	110 kg	130 x 30 mm