

| | |
|----------------|--------------------------|
| Pieczęć firmy: | Data zamówienia: |
| | Sporządził: |
| | Imię i nazwisko klienta: |



Certified by **CERAH** France
CE marked

INFORMACJE PODSTAWOWE


Stalowo-aluminiowa rama, lakierowana nietoksycznym lakierem.
Ogniodoporna wyściółka siedziska oraz zdejmowana tapicerka.
Stały kąt siedziska, regulowany kąt oparcia.
Hamulce postojowe, bębnowe.
Regulowany i składany podnózek.
Koła przednie 8" pełne, tylne 12" pompowane.

Proszę zaznaczyć wybór

ROZMIARY

- OBI-2
- OBI-3
- OBI-4

Kolor ramy: **niebieski**
Kolor tapicerki: **niebieski/zielony/różowy**



| rozmiar | obciążenie | masa wózka | A | B | C | D | E | G | H | I | L | M |
|---------|------------|------------|-------|-------|-------|----------|-----|---------|--------|--------|--------|-------|
| 2 | Kg. 50 | Kg. 17,4 | cm 62 | cm 33 | cm 30 | cm 23-35 | 18° | cm 60 | cm 97 | cm 99 | cm 92 | cm 50 |
| 3 | Kg. 60 | Kg. 18,5 | cm 68 | cm 37 | cm 36 | cm 29-44 | 18° | cm 62,5 | cm 103 | cm 109 | cm 95 | cm 46 |
| 4 | Kg. 70 | Kg. 20,1 | cm 76 | cm 41 | cm 40 | cm 32-47 | 18° | cm 66,5 | cm 105 | cm 124 | cm 103 | cm 51 |

AKCESORIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 812 Blokada kierunkowa kół | <input type="checkbox"/> 816 Podpory boczne | <input type="checkbox"/> 817 Pasy odwodzące | <input type="checkbox"/> 818 Śpiwór | <input type="checkbox"/> 819 Daszek | <input type="checkbox"/> 824 Stolik z rantem |
| <input type="checkbox"/> 825 Osłona przeciwdeszczowa | <input type="checkbox"/> 827 Mocowanie stóp (para) | <input type="checkbox"/> 834 Klin | <input type="checkbox"/> 835 Zagłówki (para) | <input type="checkbox"/> 837 Stolik | <input type="checkbox"/> 839 Barierka |
| <input type="checkbox"/> 853 Pas 4 punktowy | <input type="checkbox"/> 858 Kosz tekstylny | <input type="checkbox"/> 891 Mocowanie do transportu | | | <input type="checkbox"/> 894 Pas biodrowy |

Notatki: