

DYSTRYBUTOR:	DATA ZAMÓWIENIA:
	DATA DOSTARCZENIA:
	ADRES:

FUNKCJE

- **Jeden wózek – wiele rozmiarów!**
- **Rama:** Lekka, wykonana z lekkich stopów, lakierowana proszkowo bez użycia toksycznych materiałów, składana „w parasolkę”. Złożony Trollino można transportować niczym walizkę podróżną – na kołach za rączkę.
- **Rączki** do prowadzenia wyposażone w hamulce (również postojowe) w standardowym wyposażeniu wózka.
- **Oparcie** trwałe i wytrzymałe dzięki krzyżowemu wzmocnieniu, regulowane pod kątem w trzech ustawieniach oraz z możliwością zmiany wysokości.
- Fabrycznie ustawione pod kątem **siedzisko**, regulowane na głębokość oraz szerokość (wymagane wyposażenie opcjonalne). Wzmocnione krzyżowe pod spodem gwarantuje komfort, stabilność oraz odporność na rozciągnięcie.
- **Wentylacja całej tapicerki** na niespotykanym dotąd poziomie. Możliwość prania bez potrzeby demontażu z wózka. Ogniodporność materiału zgodna z normami EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014.
- Zintegrowana z oparciem **kieszeń** na podręczny bagaż.
- **Podnóżki regulowane** na wysokość.
- **Odchylane i uchylne podnóżki.**
- Wózek wyposażony w **pełne, 7” przednia koła** samonastawne, z możliwością blokady kierunkowej (w opcji), oraz pełne, 10” koła tylne z **niezależnymi hamulcami bębnowymi** oraz belką ułatwiającą prowadzenie wózka.



ISO 7176/19 and ANSI RESNA WC/19



oddychająca i trudno palna tapicerka



Wyrób oznakowany CE



UWAGA!  
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i konserwacji

proszę zaznaczyć wybrane opcje poprzez


WYMIARY

kolor tapicerki oparcia

kolor siedziska: **czarny**

kolor ramy: **czarny**

- czerwony  
 różowy  
 niebieski  
 czarny



Fabryczna szerokość siedziska – 36 cm. W celu uzyskania mniejszej wartości należy zaznaczyć 958 – tapicerowana stabilizacja miedniczy.



pobierz i wyślij na adres: [info@mobilex.pl](mailto:info@mobilex.pl)

### 951

rączki regulowane na wysokość do 7 cm

**Modyfikacja możliwa tylko przy zamówieniu całego wózka!**


całkowita wysokość: 94 cm  
– ze standardowymi rączkami;  
94-101 cm – z rączkami regulowanymi (951)



### AKCESORIA DO WYBORU


#### 835

Zagłówek regulowany na wysokość kształt C



#### 865


Zagłówek regulowany na wysokość płaski



#### 838

Podpory boczne, regulowane na wysokość rotacją


mini  S



#### 868 Obejma piersiowa

Regulowana wielostopniowo pod kątem nachylenia oraz na wysokość i szerokość

S



#### 958

mięka stabilizacja miednicy (zwiększa szerokość siedziska do 32 cm)


Dodatkowa opcja  
Dodatkowe zwięźenie do 28 cm



#### 947

Pas biodrowy z ustawieniem kąta


S  M



#### 920


Pas 4 punktowy

S  M




#### 853 Kamizelka

mini  S




#### 853 slim

Kamizelka  M




#### 834N

Klin miękki, zdejmowany



#### 839

Przednia rączka



#### 819

Unoszony daszek z torbą i okienkiem



#### 825

Osłona przeciwdeszczowa



#### 825B

Czarna osłona na tył i boki daszka 819




#### 818

Śpiwór




#### 960

Zapiętki (para)



#### 956

Regulowany podnóżek (TILT)



#### 858

Koszyk




#### 812

Blokady kierunkowe kół przednich




#### 968

Tapicerowane nakładki na podłokietniki



#### 844

Pokrowiec na podpory boczne



#### 891

Mocowania do transportu (4 punkty)



Notatki.....

.....

.....

.....

.....

.....



pobierz i wyślij na adres: [info@mobilex.pl](mailto:info@mobilex.pl)

