

Pieczętka firmy:

Data zamówienia:

Sporządził:

Imię i nazwisko klienta:



Certified by **CERAH** France  
CE marked

INFORMACJE PODSTAWOWE

Stalowo-aluminiowa rama, lakierowana nietoksycznym lakierem.

Ogniodoporna wyściółka siedziska oraz zdejmowana tapicerka.

Stały kąt siedziska, regulowany kąt oparcia.

Hamulce postojowe, bębnowe.

Regulowany i składany podnózek.

Koła przednie 8" pełne, tylne 12" pompowane.

ROZMIARY

Proszę zaznaczyć wybór



OBI-2

OBI-3


OBI-4

Kolor ramy: **niebieski**

Kolor tapicerki: **niebieski/zielony/różowy**



**Attention!**  
Read carefully the user and maintenance manual



rozmiar	obciążenie	masa wózka	A	B	C	D	E	G	H	I	L	M
2	Kg. 50	Kg. 17,4	cm 62	cm 33	cm 30	cm 23-35	18°	cm 60	cm 97	cm 99	cm 92	cm 50
3	Kg. 60	Kg. 18,5	cm 68	cm 37	cm 36	cm 29-44	18°	cm 62,5	cm 103	cm 109	cm 95	cm 46
4	Kg. 70	Kg. 20,1	cm 76	cm 41	cm 40	cm 32-47	18°	cm 66,5	cm 105	cm 124	cm 103	cm 51

AKCESORIA



Notatki: \_\_\_\_\_

