

# PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

## PODPÓRKI INWALIDZKIE



## JAGUAR ROLLATOR

Dofinansowanie:

P.123 NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Jaguar, to nowocześnie zaprojektowana podwórka czterokołowa, jedyna taka na rynku polskim. Jest zdecydowanie wyjątkowym produktem, dla klientów, którzy chcieliby używać kolorowego, wyróżniającego się produktu, jednocześnie świetnie wyposażonego, zwrotnego i kompaktowego.

Jest to aluminiowa podwórka czterokołowa, z torbą i tacą. Maksymalne obciążenie użytkownika wynosi 100 kg, a torby 5kg. Dzięki konstrukcji krzyżakowej łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania. Jej waga całkowita wynosi 6,6 kg, jej głównym zadaniem jest asysta we wstawaniu, staniu chodzeniu i siadaniu osób z niepełnosprawnością lub starszych. Możliwa jest regulacja wysokości uchwytu do pchania, aby dopasować go do wzrostu użytkownika.

### PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
Wysokość całkowita podwórki / uchwytów do pchania (regulowana)	83,5-94,5 cm
szerokość całkowita	54 cm
długość całkowita (po złożeniu)	25 cm
długość całkowita	66 cm
średnica kół	7"
maksymalne obciążenie	100 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	6,6 kg
hamulce	hamulec z blokadą postojową na tylne koła