

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



KUDU

Dofinansowanie:

P.123 NFZ – kod refundacji NFZ

Udział własny (30%)

Podpórka inwalidzka KUDU jest wykonana z aluminium oraz składana krzyżakowo, dzięki czemu jest niezwykle łatwa do obsłudze oraz zajmuje minimum miejsca, kiedy nie jest używana.

Standardowe wyposażenie podpórki obejmuje:

- komfortowe siedzisko z wytrzymałego nylonu
- pasek oparcia
- rączki z regulacją wysokości i dzwonkiem
- hamulce z blokadą postojową
- torbę z możliwością demontażu i uchwytami, która może służyć również jako przenośna torba na zakupy
- tacę
- uchwyt na kulę/laskę

Podpórka ma nowoczesny wygląd, dzięki dużym zwrotnym kółkom przednim, jest bardzo wygodna w użytkowaniu, nawet na wyboistych chodnikach.

PARAMETRY TECHNICZNE

materiał wykonania	aluminium
wysokość całkowita podpórki / uchwytów do pchania (regulowana)	79-99 cm
szerokość całkowita	63 cm
szerokość całkowita (po złożeniu)	30 cm
długość całkowita	76 cm
wysokość siedziska nad podłoże	65 cm
szerokość całkowita siedziska pomiędzy podporami uchwytów do pchania	46 cm
szerokość siedziska	41 cm
głębokość siedziska do oparcia	25 cm
maksymalne obciążenie podpórki	150 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg
waga	7,65 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową
średnica kół	35 x 200 mm