

PODPÓRKI, CHODZIKI I BALKONIKI REHABILITACYJNE

PODPÓRKI INWALIDZKIE



BUFFALO ROLLATOR

Dofinansowanie:

S.07.01.KH NFZ – kod refundacji NFZ

Podpórka inwalidzka BUFFALO jest wykonana z aluminium, składana krzyżakowo, dzięki czemu jest niezwykle łatwa w obsłudze. To jedyna na rynku podpórka dostosowana do obciążenia do 200 kg.

Standardowe wyposażenie podpórki obejmuje:

- komfortowe siedzisko z wytrzymałego nylonu
- pasek oparcia
- ręczki z regulacją wysokości
- hamulce z blokadą postojową
- torbę z możliwością demontażu i uchwytem, która może służyć również jako przenośna torba na zakupy
- uchwyt na kulę/laskę

Podpórka ma nowoczesny wygląd, dzięki dużym zwrotnym kółkom, jest bardzo wygodna w użytkowaniu, nawet na wyboistych chodnikach.

PARAMETRY TECHNICZNE	wersja standard	wersja small
materiał wykonania	aluminium	aluminium
wysokość całkowita podpórki / uchwytów do pchania	74-102 cm	66-86 cm
szerokość całkowita	68 cm	68 cm
szerokość całkowita (po złożeniu)	22,5 cm	22,5 cm
długość całkowita	66 cm	66 cm
wysokość siedziska nad podłogę	62 cm	55 cm
szerokość całkowita siedziska pomiędzy podporami uchwytów do pchania	56 cm	56 cm
szerokość siedziska	55,6 cm	55,6 cm
głębokość siedziska do oparcia	25 cm	25 cm
maksymalne obciążenie podpórki	200 kg	200 kg
maksymalne obciążenie torby	5 kg	5 kg
waga	7,8 kg	7,5 kg
hamulce	2 hamulce z blokadą postojową	2 hamulce z blokadą postojową
średnica kół	35 x 200 mm	35 x 200 mm
rekomendowany wzrost użytkownika	150 – 200 cm	125 – 170 cm