

WÓZKI

SKUTERY INWALIDZKIE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM



PRIDE[®] CE
MOBILITY
LIVE YOUR BEST[®]

ZOLAR

Skuter inwalidzki z napędem elektrycznym

ZOLAR to 3-kołowy skuter o doskonałej zwrotności na dużych 13" kołach. Nowoczesne amortyzowane zawieszenie zarówno osi przedniej i tylnej oraz uszczelniony hydraulicznie układ hamulcowy zapewnia doskonałe osiągi nawet w trudnym terenie. ZOLAR charakteryzuje się elegancką i agresywną stylistyką z luksusowymi akcentami:

- kompletny pakiet oświetlenia LED
- nowo zaprojektowana kierownica z konsolą LCD
- komfortowy fotel z regulowanym na wysokość zagłówkiem i podporą lędźwiową

Dostępne kolory:



PARAMETRY TECHNICZNE

akumulatory	2 x 12 V , 55 Ah
silnik napędu	2100 W
prędkość maksymalna	15 km/h
zasięg	30 km
maksymalne nachylenie	12°
całkowita długość skutera	139,7 cm
całkowita szerokość skutera	69,2 cm
waga z akumulatorami	139 kg
waga akumulatorów	2 x 17 kg
maksymalne obciążenie	181 kg
promień skrętu	127,3cm
średnica koła przednie i tylne	13" (33 cm) pneumatyczne
prześwit (wysokość podwozia)	15 cm