

# WÓZKI

## WÓZKI INWALIDZKIE RĘCZNE PODSTAWOWE



### NEW CLASSIC

#### Wózek inwalidzki ręczny, składany, stalowy

##### Dofinansowanie:

P.127 NFZ – kod refundacji NFZ dla dorosłych

P.128.01 NFZ – kod refundacji NFZ dla dzieci

Standardowy wózek inwalidzki ze stali chromowo-molibdenowej, na ramie krzyżakowej. Wyposażony jest w odchylane podłokietniki oraz regulowane na długość, odchylane i wyjmowane podnóżki. Tapicerka wykonana jest z materiału niepalnego, w kolorze czarnym. Rama jest malowana proszkowo, ma kolor niebieski.

Wózek posiada czarne karbowane ciągi, które ułatwiają samodzielne poruszanie się. New Classic można zamontować na schodotaz typu gąsienicowego.

##### Zapytaj o opcjonalne wyposażenie:

1. koła tylne łatwo demontowalne na szybkołączach.
2. pas biodrowy
3. hamulce dla osoby prowadzącej



| rozmiar kół przednich  | rozmiar kół tylnych   |
|------------------------|---|
| 200 x 33 mm pełne (PU) | 24" x 1 3/8"<br>pompowane/PU pełne – bezobstugowe wg wyboru klienta |

| szerokość siedziska | głębokość siedziska | wysokość oparcia | szerokość całkowita wózka | wysokość siedziska nad podłogę | odległość od siedziska do stopki podnóżka | waga wózka kompletnego (z kołami i podnóżkami) | maksymalne obciążenie |
|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|
| 40, 45, 50 cm       | 40 cm               | 44 cm            | 59, 64, 69 cm             | 48 cm                          | 35-46 cm                                  | 17,35 kg                                       | 120 kg                |